

Kit de extração de DNA e RNA viral

Anvisa Registro:82569680003

O kit de extração de DNA e RNA viral da Tianlong destina-se à extração rápida de RNA/DNA viral de sangue total, soro, plasma, urina, swabs e outras amostras líquidas. Realiza o processamento de alto rendimento de amostras paralelas. Todo o processo de operação é seguro, conveniente e sem necessidade de reagente orgânico. Os ácidos nucleicos extraídos são altamente purificados e podem ser amplamente utilizados nas áreas de diagnóstico, pesquisa genômica, detecção de doenças, segurança alimentar e identificação forense, etc.



Características



Opções flexíveis

mais especificações para diferentes cenários



Vários espécimes

sangue total, soro, plasma, urina, cotonetes e outras amostras líquidas



Operação fácil

Design pré-preenchido



Alta sensibilidade

excelente pureza e detecção precisa

Áreas de aplicação



Diagnóstico clínico



Pesquisa genômica



Segurança alimentar



Identificação forense

Informações sobre pedidos

Método de esferas magnéticas

No° de Catálogo	Especificação	Tipo de amostra	Observação
T014H	64T/Kit (pré-preenchido), 16T/Placa x 4 Placas	Cotonete e outras amostras líquidas	Para COVID
T016H	20T/caixa (pré-preenchida) 1T/tira		
T050H	64T/Kit (pré-preenchido), 16T/Placa x 4 Placas	Cotonete, saliva e outras amostras líquidas	Para todos os vírus (5.0)
T051H	40T/Kit (pré-preenchido), 10T/Placa x 4 Placas		
T052H	20T/Kit (pré-preenchido), 5T/Placa x 4 Placas		
T325H	96T/Kit (pré-preenchido) 16T/Placa x 6 Placas	Soro, Plasma, Urina, Cotonete, etc.	*Para todos os vírus(4.0) *Para PANA9600S
T041H	48T/Kit (pré-preenchido), 8T/Placa x 6 Placas	Sangue total, soro, plasma, fluido tecidual, urina, meio de cotonete, etc.	*Para todos os vírus(4.0) *Para GeneRotex48
T322H	40T/Kit (pré-preenchido), 10T/Placa x 4 Placas	Soro, Plasma, Urina, Cotonete, etc.	Para todos os vírus (4.0)
T323H	20T/Kit (pré-preenchido), 5T/Placa x 4 Placas		
T324H	64T/Kit (pré-preenchido), 16T/Placa x 4 Placas		
T038H	20T/caixa (pré-preenchida) 1T/tira		
T104H	20T/caixa (pré-preenchida) 1T/tira	Sérum; Plasma; Urina; Cotonete etc.	Para todos os vírus
T111H	20T/Kit (pré-preenchido), 5T/Placa x 4 Placas	Soro, Plasma, Sangue total, etc.	Para HCMV,EB
T112H	64T/Kit (pré-preenchido), 16T/Placa x 4 Placas		
T123H	20T/caixa (pré-preenchida) 1T/tira		
T113H	20T/Kit (pré-preenchido), 5T/Placa x 4 Placas	Meio de coleta Cytobrush, etc.	Para HPV
T114H	64T/Kit (pré-preenchido), 16T/Placa x 4 Placas		
T115H	20T/caixa (pré-preenchida) 1T/tira		

Método da coluna giratória

No° de Catálogo	Especificação	Tipo de amostra	Observação
T108H	32T/Kit (não pré-preenchido)	Soro, plasma, urina, cotonete etc.	Para todos os vírus

